




Montage handleiding SecuCare Wandbeugel 45 & 90 graden

Manuel de montage de barre d'appui murale SecuCare 45 et 90 degrés

Assembly manual for SecuCare Wall Grab Rail, 45 & 90 degrees





### Benodigd gereedschap:

Boor/schroefmachine  
 Steenboor 8 en 10 mm  
 Inbusbout 6 mm  
 Dopje nr 10 (aandrijving schroefmachine of ratel)  
 Schroevendraaier Pozidrive  
 Optioneel ijzerzaag / smeervet

### Onderdelen lijst 45 graden:

2 greep delen aluminium 231 mm  
 2 montage voeten grijs  
 2 afdekkappen wit  
 2 afsluitringen  
 1 koppelstuk grijs 45 graden  
 1 afdekkapje wit  
 1 aluminium voet rond  
 6 RVS spaanplaatschroeven 6x40  
 6 pluggen diam. 8 mm (tbv steen)  
 1 RVS inbusbout M8 x 60 mm  
 1 tandveerring diam 8 mm  
 1 Fischer MS Plug M8 (tbv steen)  
 3 Taptite RVS zeskant (nr. 10)  
 2 Taptite RVS Pozidrive

### Onderdelen lijst 90 graden Li & Re:

1 greep deel aluminium 231 mm  
 1 greep deel aluminium 431 mm  
 2 montage voeten grijs  
 2 afdekkappen wit  
 2 afsluitringen  
 1 koppelstuk grijs 90 graden  
 1 afdekkapje wit  
 1 aluminium voet rond  
 6 RVS spaanplaatschroeven 6x40  
 6 pluggen diam. 8 mm (tbv steen)  
 1 RVS inbusbout M8 x 60 mm  
 1 tandveerring diam 8 mm  
 1 Fischer MS Plug M8 (tbv steen)  
 3 Taptite RVS zeskant (nr. 10)  
 2 Taptite RVS Pozidrive

### Outils nécessaires :

Perceuse/visseuse  
 Foret à pierre 8 et 10 mm  
 Boulon six pans 6 mm  
 Douille n° 10 (entraînement de visseuse ou cliquet)  
 Tournevis Pozidrive  
 Scie à métaux / graisse en option

### Liste de pièces détachées 45 degrés :

2 éléments de poignée aluminium 231 mm  
 2 pieds de montage gris  
 2 capuchons de protection blanc  
 2 bagues de fermeture  
 1 raccord gris 45 degrés  
 1 capuchon de protection blanc  
 1 pied aluminium rond  
 6 vis inox pour aggloméré 6x40  
 6 chevilles diam. 8 mm (pour pierre)  
 1 boulon six pans inox M8 x 60 mm  
 1 rondelle dentée diam. 8 mm  
 1 cheville Fischer MS M8 (pour pierre)  
 3 vis Taptite inox tête hexagonale (n° 10)  
 2 vis Taptite inox Pozidrive

### Liste de pièces détachées 90 degrés D et G :

1 élément de poignée aluminium 231 mm  
 1 élément de poignée aluminium 431 mm  
 2 pieds de montage gris  
 2 capuchons de protection blancs  
 2 bagues de fermeture  
 1 raccord gris 90 degrés  
 1 capuchon de protection blanc  
 1 pied aluminium rond  
 6 vis inox pour aggloméré 6x40  
 6 chevilles diam. 8 mm (pour pierre)  
 1 boulon six pans inox M8 x 60 mm  
 1 rondelle dentée diam. 8 mm  
 1 cheville Fischer MS M8 (pour pierre)  
 3 vis Taptite inox tête hexagonale (n° 10)  
 2 vis Taptite inox Pozidrive

### Required tools :

Electric drill/screwdriver  
 Masonry drill, 8 and 10 mm  
 Allen bolt, 6 mm  
 Cap no. 10 (for driving electric drill or ratchet)  
 Pozidrive screwdriver  
 Optional hacksaw / lubricating grease

### Parts list, 45 degrees:


2 grip sections, aluminium 231 mm  
 2 mounting legs, grey  
 2 covers, white  
 2 sealing rings  
 1 coupling piece, grey 45 degrees  
 1 cover, white  
 1 aluminium foot, round  
 6 SS chipboard screws, 6x40  
 6 plugs, diam. 8 mm (for masonry)  
 1 SS Allen bolt, M8 x 60 mm  
 1 serrated lock washer, diam. 8 mm  
 1 Fischer MS Plug M8 (for masonry)  
 3 Taptite SS hexagonal (no. 10)  
 2 Taptite SS Pozidrive

### Parts list, 90 degrees left & right:

1 grip section, aluminium 231 mm  
 1 grip section, aluminium 431 mm  
 2 mounting legs, grey  
 2 covers, white  
 2 sealing rings  
 1 coupling piece, grey 90 degrees  
 1 cover, white  
 1 aluminium foot, round  
 6 SS chipboard screws, 6x40  
 6 plugs, diam. 8 mm (for masonry)  
 1 SS Allen bolt, M8 x 60 mm  
 1 serrated lock washer, diam. 8 mm  
 1 Fischer MS Plug M8 (for masonry)  
 3 Taptite SS hexagonal (no. 10)  
 2 Taptite SS Pozidrive



Onderdelen lijst 45 graden.  
 Liste de pièces détachées 45 degrés.  
 Onderdelen lijst 45 graden.



Onderdelen lijst 90 graden Li & Re.  
 Liste de pièces détachées 90 degrés D et G.  
 Parts list, 90 degrees left & right.




fig. 1




fig. 2



fig. 3




fig. 4

fig. 5



fig. 6

## NL

**Let op: de wandbeugel krijgt pas zijn volledige sterkte wanneer deze aan de wand gemonteerd is, bij het assembleren is dan ook enige voorzichtigheid geboden.**

1. Controleer de inhoud van de verpakking.
2. Plaats de witte afsluitringen over de montage voeten en bevestig deze aan de aluminium greep delen m.b.v. de meegeleverde Taptite schroeven (zeskant uitvoering). Goed vastzetten! (fig. 1)

Eindresultaat fig. 2

3. Plaats de voor gemonteerde greep delen in het koppelstuk 45 of 90 graden. (fig. 3)

4. Bepaal nu op de voorziene montage plek of een van de aluminium greep delen moet worden ingekort.  
Let op bepaal bij de 90 graden variant of u een linker of rechter variant nodig heeft, links (fig. 4), of rechts (fig. 5).

5. Indien de greep delen niet hoeven te worden ingekort ga naar punt 7

6. Inkorten greep delen:  
Bepaal de gewenste lengte en kort af met een goede metaal zaag, (fig. 6).

## F

**Attention : la barre d'appui murale n'obtient sa résistance totale qu'une fois montée sur le mur ; par conséquent, il convient d'observer une certaine prudence lors de l'assemblage.**

1. Contrôlez le contenu de l'emballage pour vérifier si tout est complet.
2. Placez les bagues de fermeture blanches sur les pieds de montage et fixez-les sur les éléments de poignée en aluminium au moyen des vis Taptite accompagnant le produit (version hexagonale). Bien serrer ! (fig. 1)

Résultat final fig. 2

3. Placez les éléments de poignée pré-montés dans le raccord 45 ou 90 degrés. (fig. 3)

4. À présent, déterminez sur le lieu de montage prévu si un des éléments de poignée en aluminium doit être raccourci.  
Attention : pour la variante 90 degrés, déterminez si vous avez besoin d'une variante gauche (fig. 4) ou droite (fig. 5).

5. S'il est inutile de raccourcir les éléments de poignée, passez au point 7

6. Raccourcissement des éléments de poignée :  
Déterminez la longueur souhaitée et raccourcissez à l'aide d'une scie à métaux appropriée (fig. 6).

## GB

**Note: the wall grab rail will not attain its full strength until mounted on the wall; therefore caution is advised during assembly.**

1. Check the contents of the packaging to see if everything is complete.
2. Place the white sealing rings over the mounting legs and attach them to the aluminium grip sections using the supplied Taptite screws (hexagonal version). Tighten them firmly! (fig. 1)

final result fig. 2

3. Place the preassembled grip sections in the 45 or 90 degree coupling piece. (fig. 3)

4. Now check the planned mounting location to see if any of the aluminium grip sections should be shortened. Attention: for the 90 degree model, check if you need a left-hand (fig. 4) or right-hand (fig. 5) version.

5. If the grip sections do not have to be shortened, continue to point 7.

6. Shortening the grip sections:  
Determine the desired length and shorten with a good hacksaw (fig. 6).




fig. 7




fig. 8

fig. 9




fig. 10a

fig. 10b

fig. 10c




fig. 11a

fig. 11b

fig. 11c




fig. 12

fig. 13




fig. 14

fig. 15



fig. 16a

fig. 16b

fig. 16c

U dient nu eerst de draadgang weer aan te brengen doormiddel van de extra meegeleverde Taptite schroef zeskant. Deze schroef is in staat om zelf draad te tappen en is her te gebruiken.

Vet de schroef licht in en draai deze m.b.v. de schroefmachine (voorzien van dopje nr 10) rustig in het aanwezige cilindrische gat. Houd het greep deel stevig vast.

fig. 7: Inschroeven  
fig. 8: Schroef er volledig in  
fig. 9: Schroef er uit, je ziet het getapte schroefdraad.

7. Bevestig de greep delen nu definitief aan het koppel stuk graden mbv de Taptite Pozidrive schroeven. Goed vastzetten!

fig. 10a, 10b en 10c voor 45 graden.  
fig. 11a, 11b en 11c voor 90 graden.

8. Schuif het aluminium voetje in de onderkant van het koppelstuk  
fig. 12 en fig. 13.

9. Bepaal nu definitief de locatie en teken alle te boren gaten af.  
fig. 14 en fig. 15.

10. Boor de bevestigingsgaten voor en plaats de pluggen (Montage voeten kunststof 8 mm, aluminium voet 10 mm)

11. Bevestig de wandgreep. De kunststof montagevoet met spaanplaat schroeven 6x40, het koppelstuk met de inbusbout (voorzien van tandveerring) M8x60mm.  
Fig. 16a, 16b en 16c.

À présent, vous devez d'abord appliquer à nouveau le filet au moyen de la vis Taptite à tête hexagonale accompagnant le produit. Cette vis est en mesure de tarauder elle-même le filet, et elle est réutilisable.

Graissez légèrement la vis et serrez-la délicatement à l'aide de la visseuse (munie de la douille n° 10) dans le trou cylindrique présent. Maintenez fermement l'élément de poignée.

fig. 7: Visser  
fig. 8: Vis totalement entrée  
fig. 9: Vis sortie, vous voyez le filet taraudé

7. Fixez à présent de manière définitive les éléments de poignée sur le raccord 45/90 degrés, à l'aide des vis Taptite Pozidrive. Bien serrer !

fig. 10a, 10b et 10c pour 45 degrés.  
fig. 11a, 11b et 11c pour 90 degrés.

8. Enfilez le pied en aluminium par le dessous du raccord  
fig. 12 et fig. 13.

9. Déterminez à présent l'emplacement de manière définitive et dessinez tous les trous à percer.  
fig. 14 et fig. 15.

10. Percez les trous de fixation et placez les chevilles (pieds de montage en plastique 8 mm, pied en aluminium 10 mm)

11. Fixez la poignée murale (pieds de montage en plastique panneau aggloméré avec vis 6x40, le raccord avec le boulon à six pans (muni d'une rondelle dentée) M8 x 60 mm  
Fig. 16a, 16b et 16c.

You must now first recreate the screw thread using the additionally supplied hexagonal Taptite screw. This screw is self-tapping and can be reused.

Lightly grease the screw and slowly screw it into the cylindrical hole present using the electric screwdriver (with cap no. 10). Firmly hold the grip section.

fig. 7: Screw in  
fig. 8: Screw fully inserted  
fig. 9: Screw removed, you can see the tapped screw thread

7. Now attach the grip sections permanently to the angled coupling piece using the Taptite Pozidrive screws. Tighten them firmly!

fig. 10a, 10b and 10c for 45 degrees.  
fig. 11a, 11b and 11c for 90 degrees.

8. Slide the aluminium foot into the bottom of the coupling piece.  
fig. 12 and fig. 13.

9. Now determine the definitive locations of the holes to the drilled and mark them.  
fig. 14 and fig. 15.

10. Pre-drill the mounting holes and insert the plugs (mounting legs plastic 8 mm, aluminium foot 10 mm).

11. Attach the wall grip (mounting legs plastic chipboard) using screw 6x40, the coupling piece using the Allen bolt (with serrated lock washer) M8 x 60 mm.  
Fig. 16a, 16b and 16c.




fig. 17



fig. 18a



fig. 18b



fig. 18c



fig. 19a



fig. 19b



fig. 20a



fig. 20b




fig. 21



fig. 22



fig. 23

12. Controleer de bevestiging (fig. 17),

13. indien ok klik de afdekkappen op hun plaats.

Fig. 18a, 18b en 18c.

Fig. 19a en 19b (90 graden)

Fig. 20a en 20b (45graden)

14. Voor uw eigen veiligheid controleer regelmatig of de bevestiging nog in orde is.

**Eind resultaat:**

fig. 21, 45 graden

fig. 22, links 90 graden

fig. 23, rechts 90 graden

12. Contrôlez la fixation (fig. 17),

13. si celle-ci est correcte, clipsez en place les capuchons de protection.

Fig. 18a, 18b et 18c.

Fig. 19a et 19b (90 degrés)

Fig. 20a et 20b (45 degrés)

14. Pour votre propre sécurité, contrôlez régulièrement si la fixation est encore correcte.

**Résultat final :**

fig. 21, 45 degrés

fig. 22, gauche 90 degrés

fig. 23, droite 90 degrés

12. 12. Check the fastening (fig. 17),

13. if it is correct, click the covers in place.

Fig. 18a, 18b and 18c.

Fig. 19a and 19b (90 degrees)

Fig. 20a and 20b (45 degrees)

14. For your own safety, regularly check if the fastening is still OK.

**Final result:**

fig. 21, 45 degrees

fig. 22, left 90 degrees

fig. 23, right 90 degrees



#### Disclaimer:

#### Reinigingsadvies

Dagelijks reinigen met een zachte doek en eventueel een niet agressief, niet schurend reinigingsmiddel (bijv. groene zeep). Niet reinigen met bleek en/of anti kalkmiddelen. Na reiniging goed afspoleren en drogen. Er mogen geen reinigingsmiddelen achterblijven.

#### Garantie

Uw aankoopbewijs voorzien van aankoopdatum en productomschrijving of naam bewaren: het is uw garantie bewijs. De garantie van vijf jaar geldt na datum aankoop door de eindgebruiker. De garantie geldt alleen voor eventuele productiefouten van de in het SecuCare-product gebruikte materialen. Een terecht beroep op garantie leidt tot geen andere aanspraak dan op kostenloze levering door SecuProducts BV van een vervangend product. SecuProducts BV accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige letselschade of enige gevolgschade die ontstaat tijdens montage en/of tijdens gebruik van het product.

#### De garantie vervalt door:

- bovenmatige belasting, verkeerd, oneigenlijk of onnatuurlijk gebruik van het product;
- opzettelijke of door verwaarlozing ontstane beschadigingen;
- bij toepassing op een niet-effen ondergrond;
- beschadigingen veroorzaakt door gebrek aan onderhoud, verkeerd onderhoud of gebruik van verkeerde reinigingsmiddelen (zie reinigingsadvies);
- beschadigingen ontstaan tijdens montage;
- incorrecte montage (o.a. niet conform de montagehandleiding of toepassen van ander dan meegeleverd montage materiaal);
- invloed van chemische/elektrochemische stoffen of invloed van elektriciteit;
- schade ontstaan door "force majeure" of natuurrampen (o.a. overstroming, brand en bevroering).

Wijzigingen voorbehouden

NEN-EN12182  
93/42/EEG  
CE

#### Disclaimer:

#### Conseil d'entretien

Nettoyer quotidiennement à l'aide d'un tissu doux et éventuellement d'un produit de nettoyage non-abrasif ni agressif (par ex. du savon mou). Ne pas nettoyer à l'eau de Javel et/ou à l'aide d'un produit anticalcaire. Veiller à ne laisser aucun résidu de produit de nettoyage.

#### Garantie

Conservez votre preuve d'achat, sur laquelle doivent apparaître la date de l'achat ainsi qu'une description ou la dénomination du produit. Celle-ci vous servira de garantie. Le produit est garanti cinq ans à compter de la date d'acquisition par l'utilisateur final. La garantie ne vaut que pour les éventuels défauts de fabrication des matériaux utilisés pour la confection du produit SecuCare. Un recours justifié à la garantie entraîne uniquement la livraison gratuite par SecuProducts BV d'un produit de remplacement et ne donne droit à aucune autre forme de revendication. SecuProducts BV décline toute responsabilité en cas de dommage corporel ou indirect survenu au cours du montage et/ou de l'utilisation du produit.

#### La garantie ne s'applique pas en cas de:

- pression excessive ou d'utilisation inadéquate, impropre ou contre nature du produit ;
- détériorations intentionnelles ou dues à de la négligence ;
- installation sur une surface inégale ;
- détériorations dues à un manque d'entretien, à un mauvais entretien ou à l'utilisation de produits de nettoyage inadéquats (voir conseil d'entretien) ;
- détériorations survenues pendant le montage ;
- montage incorrect (e.a. montage non-conforme au manuel de montage ou effectué en recourant à du matériel de montage autre que celui fourni) ;
- détériorations survenues sous l'influence de produits chimiques/électrochimiques ou d'électricité ;
- détériorations survenues en cas de force majeure ou de catastrophes naturelles (e.a. inondation, incendie et gel).

Sous réserve de modifications.

NF-EN12182  
93/42/EEG  
CE

#### Disclaimer:

#### Cleaning advice

Clean daily with a soft towel and, if necessary, with a non-aggressive, non-scouring detergent (e.g. green soap). Do not clean using bleach and/or descaling agents. After cleaning, rinse well and dry. Ensure no traces of detergent remain.

#### Guarantee

Please keep your proof of purchase with the date of purchase and product description or name stated on it: this is your guarantee certificate. The five-year guarantee commences after the date of purchase by the end-user. The guarantee only applies in the event of production errors in the materials used in the SecuCare product. A successful claim under the guarantee will result to no entitlement other than delivery of a replacement product by SecuProducts BV free of charge. SecuProducts BV accepts no liability whatsoever for any injury or consequential damage that arises during the mounting and/or use of the product.

#### The guarantee will lapse through:

- excessive pressure placed on the product or the incorrect, inappropriate or unnatural use of the product;
- damage caused deliberately or through neglect;
- application on an uneven surface;
- damage caused by lack of maintenance, incorrect maintenance or the use of unsuitable cleaning agents (see cleaning advice);
- damage caused during mounting;
- incorrect mounting (including mounting that is not in accordance with the mounting instructions or use of mounting material other than that supplied);
- influence of chemical/electro-chemical substances or electricity;
- damage caused by 'force majeure' or natural disasters (including flooding, fire and freezing).

Subject to alteration

NEN-EN12182  
93/42/EEG  
CE



SecuCare is een merk van SecuProducts BV, Nieuw-Vennep, Holland  
[www.secu.nl](http://www.secu.nl)